


# دستگاه تردمیل برای موش و Rat Treadmill for rats

- مناسب برای ورزش دادن Rat و بررسی اثرات دارو بر ورزش

- طراحی زیبا و مقاوم از جنس plexiglass و شاسی فلزی
- امکان آزمایش بر روی یک تا چهار Rat در مسیرهای مجزا از هم
- محفظه بسته برای ایجاد امکان اندازه گیری گازهای داخل آن در هر مسیر
- تسمه تردمیل از نوع PVC با استحکام بالا و عدم سایش در کف پای Rat
- سرعت حرکت قابل تنظیم از 5 تا 45 متر بر دقیقه
- شوک الکتریکی قابل تنظیم برای وادار کردن موش به دویدن روی تردمیل
- شیب قابل تنظیم بین 0 تا 25 درجه به پله های 5 درجه ای
- نمایش پارامترهای سیستم روی نمایشگر LCD
- قابل اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB



شرکت نوآوران صنایع آموزشی  
با همکاری گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن:

09153145665 مهندس محسن سعید جلالی

09153149118 مهندس محمدرضا طهانی